


# Visualizar e Realizar Download do Laudo e Imagens


1 – Selecionar qual exame quer deseja visualizar conforme o modelo abaixo:




2 – Clique em Abrir imagem e laudo

Abrir imagem e laudo


3 – Para imprimir ou realizar o Download (Baixar) do Laudo, Clique nos ícones como informa na imagem abaixo




4 – Para Exportar as imagens, clique em reticências(...) e logo após em Exportar o DICOM.



5 – Informe uma senha e clique em Export para dar inicio ao download das imagens.



6 – Após realizar o download. Extraia o arquivo como na imagem abaixo e insira a senha que foi definida na etapa anterior.



7 – Após descompactar aparecerá os seguintes arquivos:

DICOM	03/12/2020 12:43	Pasta de arquivos	
HELP	03/12/2020 13:50	Pasta de arquivos	
JRE	03/12/2020 13:50	Pasta de arquivos	
PLUGINS	03/12/2020 13:50	Pasta de arquivos	
AUTORUN.INF	03/12/2020 13:50	Informações de c...	1 KB
CDVIEWER.EXE	03/12/2020 13:50	Aplicativo	217 KB
DICOMDIR	03/12/2020 13:50	Arquivo	2 KB
LOG4J.XML	03/12/2020 13:50	Documento XML	2 KB
README.TXT	03/12/2020 13:50	Documento de Te...	1 KB
RUN.CMD	03/12/2020 13:50	Script de Comand...	1 KB
RUN.COMMAND	03/12/2020 13:50	Arquivo COMMA...	1 KB
RUN.SH	03/12/2020 13:50	Arquivo SH	1 KB

← **Imagens DICOM**

← **Visualizador DICOM**

OBS: Caso o paciente queira salvar em um pendrive ou cd, devesse salvar todo o conteúdo no arquivo foi extraído.

---